

Modell IBIZA / Arbeitsstühle

Technische Daten



Abmessungen

Länge x Breite x Höhe in cm

180 x 52 x 65-85 (Bodenhöhe – Oberkante Kopfstütze)

mit ausziehbarer Kopfstütze

170-185 x 52 x 65-85

lieferbar als feste einteilige Ausführung ohne neigbare Rückenlehne

Höheneinstellung über Hydraulikpumpe mit Fußpedal
Einstellung der Rückenlehne über Gasdruckfeder und Schnur

Nahtfreier Bezug für eine perfekte Keimfreiheit der Oberflächen.

Sitze mit Innenteil aus festem HR-Schaumstoff, umgeben von einem Schaum mit Formgedächtnis für hohen Komfort bei gleichzeitiger langer Haltbarkeit.

Alle Sitze können beliebig häufig neu bezogen werden.

Große Auswahl an Bezügen, von klassischen bis zu ausgefallenen Modellen, wählbar in 62 Standardfarben. Sonderbezüge in Option (Fellimitat).

Für die Beständigkeit des Bezugs empfehlen wir die Verwendung von Seifenlauge mit einer weichen Bürste für die wöchentliche Reinigung (z.B. Nagelbürste) und von SURFA'SAFE der Laboratoires ANIOS für die tägliche Reinigung. Das Produkt ist Reinigungs- und Desinfektionsmittel zugleich, es entspricht Krankenhausnormen zur Dekontaminierung von Oberflächen.

Chlor- und/oder alkoholhaltige Produkte sowie Scheuermittel sind zur Reinigung der Bezüge nicht zugelassen.

Die Bezüge widerstehen aufgrund ihrer Auslegung Reibung und Körperflüssigkeiten wie Blut, Schweiß, Hauttalg oder Urin.

Eine unangemessene oder unregelmäßige Reinigung kann zum Verhärten des Bezugs und Rissbildungen führen. Der Bezug muss in einem solchen Fall erneuert werden.

Die geltenden Normen untersagen die Verwendung von Verbindungen, die zu Reaktionen bei Hautkontakt führen können. Wir veranschlagen daher die Lebensdauer eines gut gepflegten Bezugs auf circa 7 bis 9 Jahre.

Reinigung mit chlor- oder alkoholhaltigen Pflegemitteln. Aceton und White Spirit sind nicht zulässig.