

Einheit DSA 1000

Technische Daten



Betriebsspannung: 230 V 50/60 Hz

Leistung: 350 W

Hauptsicherungen: 2x8 A

Kompressor: 15 l/min 3 bar

Fassungsvermögen Tanks: 2 x 1 l

Abmessungen H x B x T (cm): 79x39x55

Farbe: RAL 9010

Instrumentenablage aus Corian, lieferbar in 9 Farben

Instrumente von links nach rechts (Vorderansicht):

- * Position 1 : EMS Zahnsteinentferner oder BIEN AIR MC40 Motor
- * Position 2 : EMS Zahnsteinentferner oder BIEN AIR MC3 Motor
- * Position 3 : LUZZANI Multifunktionsspritze