

Einheit DSA 2000 L

Technische Daten



Betriebsspannung: 230 V 50/60 Hz

Leistung: 400 W

Hauptsicherungen: 2x8 A

Kompressor: 50 l/min 8 bar

Fassungsvermögen Tanks: 2 x 2 l

Abmessungen H x B x T (cm): 79x45x62

Farbe: RAL 9002

Instrumentenablage aus Corian, lieferbar in 9 Farben

Instrumente von links nach rechts (Vorderansicht):

- * Position 1 : FARO Multifunktionsspritze
- * Position 2 : Turbinenanschluss
- * Position 3 : Mikroantrieb BIEN AIR MC40
- * Position 4 : Mikroantrieb BIEN AIR MC40
- * Position 5 : Zahnsteinentferner EMS oder SATELEC