

## Einheit DSA 2500

### Technische Daten



Betriebsspannung: 230 V 50/60 Hz

Leistung: 450 W

Hauptsicherungen: 2x8 A

Kompressor: 50 l/min 8 bar

Fassungsvermögen Tanks: 2 x 2 l

Abmessungen H x B x T (cm): 79x45x60

Farbe: RAL 9002

Instrumentenablage aus Corian, lieferbar in 9 Farben

Instrumente von links nach rechts (Vorderansicht):

- \* Position 1 : FARO Multifunktionsspritze
- \* Position 2 : Turbinenanschluss oder Spritze LUZZANI bzw. BIEN AIR MC3
- \* Position 3 : Mikroantrieb BIEN AIR MC3 oder Turbinenanschluss
- \* Position 4 : Mikroantrieb BIEN AIR MC3 oder Turbinenanschluss
- \* Position 5 : Turbinenanschluss oder BIEN AIR MC3 oder LED-Polymerisationslampe
- \* Position 6 : Zahnsteinentferner EMS oder SATELEC