

Einheit DSA 3500TT

Technische Daten



Betriebsspannung: 230 V 50/60 Hz

Leistung: 800 W

Hauptsicherungen: 2x8 A

Kompressor: 90 l/min 8 bar

Fassungsvermögen Tanks: 2 x 2 l

Abmessungen H x B x T (cm): 105x24x55

Farbe: RAL 9010

In Option, Ständer für OP-Lampe

Instrumente von links nach rechts (Vorderansicht):

- * Position 1 : Zahnsteinentferner EMS oder SATELEC
- * Position 2 : Zahnsteinentferner EMS oder SATELEC
- * Position 3 : BIEN AIR MC3 Mikroantrieb oder LED-Polymerisationslampe
- * Position 4 : Mikroantrieb BIEN AIR MC3 oder Turbinenanschluss
- * Position 5 : Mikroantrieb BIEN AIR MC3 oder Turbinenanschluss
- * Position 6 : LUZZANI Spritze